

Số: 1603/BVĐK-DUOC

Ninh Bình, ngày 21 tháng 10 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các Công ty sản xuất, kinh doanh thiết bị y tế

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu dự toán mua hóa chất cho máy miễn dịch ELISA tự động ETIMAX 3000 và máy điện di huyết sắc tố Premier Resolution dùng trong 6 tháng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Bộ phận văn thư, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình. (Nếu có các vấn đề cần làm rõ, đề nghị liên hệ Bà Phạm Thúy Ngân, SĐT 0977.242.760 để được giải đáp)

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Các công ty gửi trực tiếp bản giấy báo giá hoặc gửi qua dịch vụ chuyển phát về địa chỉ sau đây (ghi trên bao bì báo giá):

Bộ phận Văn thư, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình; Điện thoại: 02293 871 030.

Đồng thời công ty báo giá gửi bản scan và file mềm vào địa chỉ gmail : **duocbvdknb@gmail.com**

Thời điểm tiếp nhận báo giá được tính là thời điểm nhận báo giá bản giấy hoặc thời điểm nhận bản scan qua email (*thời điểm báo có thư đến*).

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

- Đến trước 01/11/2026

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 210 ngày kể từ ngày 01/11/2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế (*có các phụ lục kèm theo*).
2. Mẫu báo giá: Theo công văn đính kèm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để b/c);
- Phòng CTXH (để đăng tải);
- Lưu: VT, Dược.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Tuyên

Mẫu báo giá

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 1603/BVĐK-DUOC ngày 21/10/2026 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình)

Công ty...
Địa chỉ...
Điện thoại...
Email...

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số 1603/BVĐK-DUOC ngày 21/10/2026 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá các trang thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các trang thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Ký mã hiệu	Nhãn hiệu	Hãng sản xuất	Nước Sản xuất	Thông số kỹ thuật, quy cách đóng gói	Số công bố hoặc số lưu hành	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VNĐ)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1														
2														
3														
...														
Tổng số: ... mặt hàng														

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 210 ngày kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2026

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực

....., ngày.....tháng....năm 2026

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Phụ lục
DANH SÁCH CÁC MẶT HÀNG YÊU CẦU BÁO GIÁ
(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 1603/BVĐK-DUOC ngày 21/10/2026 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình)

STT	Tên phần (lô)	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật đề xuất	ĐVT	Số lượng
1.1	Hóa chất cho máy miễn dịch ELISA tự động ETIMAX 3000	Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng Ascaris	Dùng để sàng lọc định tính kháng thể IgG huyết thanh kháng Ascaris bằng phương pháp Hấp thụ miễn dịch liên kết enzyme (ELISA), trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người. Dùng tương thích với máy miễn dịch ELISA tự động ETIMAX 3000 (khi sử dụng không can thiệp vào phần cứng của thiết bị) TCCL: ISO 13485 và FDA hoặc EC	Test	441,0
1.2	Hóa chất cho máy miễn dịch ELISA tự động ETIMAX 3000	Bộ xét nghiệm bán định lượng kháng thể IgG kháng Clonorchis	Là xét nghiệm miễn dịch enzym bán định lượng để phát hiện kháng thể kháng Clonorchis, trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương Dùng tương thích với máy miễn dịch ELISA tự động ETIMAX 3000 (khi sử dụng không can thiệp vào phần cứng của thiết bị) TCCL: ISO 13485 và FDA hoặc EC	Test	441,0
1.3	Hóa chất cho máy miễn dịch ELISA tự động ETIMAX 3000	Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng Entamoeba Histolytica	Xét nghiệm miễn dịch định tính kháng thể IgG kháng E.Histolytica trong huyết thanh hoặc huyết tương. Dùng tương thích với máy miễn dịch ELISA tự động ETIMAX 3000 (khi sử dụng không can thiệp vào phần cứng của thiết bị) TCCL: ISO 13485 và FDA hoặc EC	Test	441,0
1.4	Hóa chất cho máy miễn dịch ELISA tự động ETIMAX 3000	Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng Echinococcus	Để sàng lọc định tính kháng thể IgG kháng Echinococcus trong huyết thanh hoặc huyết tương bằng kỹ thuật xét nghiệm hấp thụ miễn dịch liên kết Enzyme (ELISA). Dùng tương thích với máy miễn dịch ELISA tự động ETIMAX 3000 (khi sử dụng không can thiệp vào phần cứng của thiết bị) TCCL: ISO 13485 và FDA hoặc EC	Test	441,0
1.5	Hóa chất cho máy miễn dịch ELISA tự động ETIMAX 3000	Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng Fasciola	Để sàng lọc định tính kháng thể IgG kháng Fasciola trong huyết thanh hoặc huyết tương bằng kỹ thuật xét nghiệm hấp thụ miễn dịch liên kết Enzyme (ELISA). Dùng tương thích với máy miễn dịch ELISA tự động ETIMAX 3000 (khi sử dụng không can thiệp vào phần cứng của thiết bị) TCCL: ISO 13485 và FDA hoặc EC	Test	441,0
1.6	Hóa chất cho máy miễn dịch ELISA tự động ETIMAX 3000	Bộ xét nghiệm bán định lượng kháng thể IgG kháng Gnathostoma spinigerum	Xét nghiệm Gnathostoma ELISA là xét nghiệm miễn dịch enzym bán định lượng để phát hiện kháng thể IgG kháng Gnathostoma trong mẫu huyết thanh, huyết tương người Dùng tương thích với máy miễn dịch ELISA tự động ETIMAX 3000 (khi sử dụng không can thiệp vào phần cứng của thiết bị) TCCL: ISO 13485 và FDA hoặc EC	Test	441,0
1.7	Hóa chất cho máy miễn dịch ELISA tự động ETIMAX 3000	Bộ xét nghiệm bán định lượng kháng thể IgG kháng Paragonimus	Xét nghiệm ELISA Paragonimus là một xét nghiệm miễn dịch enzym bán định lượng để phát hiện kháng thể IgG kháng Paragonimus, trong các mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người. Dùng tương thích với máy miễn dịch ELISA tự động ETIMAX 3000 (khi sử dụng không can thiệp vào phần cứng của thiết bị) TCCL: ISO 13485 và FDA hoặc EC	Test	441,0
1.8	Hóa chất cho máy miễn dịch ELISA tự động ETIMAX 3000	Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng Schistosoma spp	Để sàng lọc định tính kháng thể IgG kháng Schistosoma spp trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người bằng kỹ thuật ELISA Dùng tương thích với máy miễn dịch ELISA tự động ETIMAX 3000 (khi sử dụng không can thiệp vào phần cứng của thiết bị) TCCL: ISO 13485 và FDA hoặc EC	Test	441,0
1.9	Hóa chất cho máy miễn dịch ELISA tự động ETIMAX 3000	Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng Strongyloides	Xét nghiệm Strongyloides ELISA là xét nghiệm miễn dịch enzyme định tính dùng để phát hiện kháng thể IgG kháng Strongyloides trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người. Dùng tương thích với máy miễn dịch ELISA tự động ETIMAX 3000 (khi sử dụng không can thiệp vào phần cứng của thiết bị) TCCL: ISO 13485 và FDA hoặc EC	Test	441,0
1.10	Hóa chất cho máy miễn dịch ELISA tự động ETIMAX 3000	Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng Cysticercosis	Dùng để sàng lọc định tính kháng thể IgG kháng Taenia solium bằng phương pháp Hấp thụ miễn dịch liên kết enzyme (ELISA), trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người. Dùng tương thích với máy miễn dịch ELISA tự động ETIMAX 3000 (khi sử dụng không can thiệp vào phần cứng của thiết bị) TCCL: ISO 13485 và FDA hoặc EC	Test	441,0
1.11	Hóa chất cho máy miễn dịch ELISA tự động ETIMAX 3000	Bộ xét nghiệm bán định lượng kháng thể IgG kháng Toxocara	Xét nghiệm Toxocara ELISA là một xét nghiệm miễn dịch enzyme bán định lượng dùng để phát hiện kháng thể IgG kháng Toxocara trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người. Dùng tương thích với máy miễn dịch ELISA tự động ETIMAX 3000 (khi sử dụng không can thiệp vào phần cứng của thiết bị) TCCL: ISO 13485 và FDA hoặc EC	Test	441,0

STT	Tên phần (lô)	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật đề xuất	ĐVT	Số lượng
2.5	Hóa chất cho máy điện di huyết sắc tố Premier Resolution	Hoá chất rửa hệ thống	- Dung dịch rửa được sử dụng kết hợp với máy phân tích giúp phân tách các loại hemoglobin trong mẫu máu người trưởng thành, trẻ vị thành niên, trẻ em và trẻ sơ sinh, nhằm: Định lượng các hemoglobin bình thường (A, A2 và F), Định tính/ bán định lượng các biến thể chính của hemoglobin như S, C, D Los Angeles và E -Dùng tương thích với máy điện di huyết sắc tố Premier Resolution (khi sử dụng không can thiệp vào phần cứng của thiết bị) - TCCL: ISO 13485 và FDA hoặc EC	ml	1.389,0
2.6	Hóa chất cho máy điện di huyết sắc tố Premier Resolution	Hoá chất rửa Piston	- Dung dịch rửa piston được sử dụng kết hợp với máy phân tích giúp phân tách các loại hemoglobin trong mẫu máu người trưởng thành, trẻ vị thành niên, trẻ em và trẻ sơ sinh, nhằm: Định lượng các hemoglobin bình thường (A, A2 và F), Định tính/ bán định lượng các biến thể chính của hemoglobin như S, C, D Los Angeles và E -Dùng tương thích với máy điện di huyết sắc tố Premier Resolution (khi sử dụng không can thiệp vào phần cứng của thiết bị) - TCCL: ISO 13485	ml	347,0
2.7	Hóa chất cho máy điện di huyết sắc tố Premier Resolution	Chất đánh dấu vị trí đỉnh	- Chất đánh dấu đỉnh được sử dụng kết hợp với máy phân tích giúp phân tách các loại hemoglobin trong mẫu máu người trưởng thành, trẻ vị thành niên, trẻ em và trẻ sơ sinh, nhằm: Định lượng các hemoglobin bình thường (A, A2 và F), Định tính/ bán định lượng các biến thể chính của hemoglobin như S,C, D Los Angeles và E -Dùng tương thích với máy điện di huyết sắc tố Premier Resolution (khi sử dụng không can thiệp vào phần cứng của thiết bị) - TCCL: ISO 13485 và FDA hoặc EC	μl	1.477,0
2.8	Hóa chất cho máy điện di huyết sắc tố Premier Resolution	Vật liệu hiệu chuẩn HbA2/HbF	- Chất hiệu chuẩn được sử dụng kết hợp với máy phân tích giúp phân tách các loại hemoglobin trong mẫu máu người trưởng thành, trẻ vị thành niên, trẻ em và trẻ sơ sinh, nhằm: Định lượng các hemoglobin bình thường (A, A2 và F), Định tính/ bán định lượng các biến thể chính của hemoglobin như S, C, D Los Angeles và E -Dùng tương thích với máy điện di huyết sắc tố Premier Resolution (khi sử dụng không can thiệp vào phần cứng của thiết bị) - TCCL: ISO 13485 và FDA hoặc EC	μl	1.800,0
2.9	Hóa chất cho máy điện di huyết sắc tố Premier Resolution	Vật liệu kiểm chứng HbA2/HbF	-Chất kiểm chứng được sử dụng kết hợp với máy phân tích giúp phân tách các loại hemoglobin trong mẫu máu người trưởng thành, trẻ vị thành niên, trẻ em và trẻ sơ sinh, nhằm: Định lượng các hemoglobin bình thường (A, A2 và F), Định tính/ bán định lượng các biến thể chính của hemoglobin như S, C, D Los Angeles và E -Dùng tương thích với máy điện di huyết sắc tố Premier Resolution (khi sử dụng không can thiệp vào phần cứng của thiết bị) - TCCL: ISO 13485 và FDA hoặc EC	μl	2.600,0
Tổng số: 02 phần (lô), 27 mặt hàng					